




LIKO-M SLIM 3 mm

LIKO-M

SLIM 3 mm



НАДЕЖНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Имплантаты диаметром 3.0 мм позволяют находить надежные и безопасные ортопедические решения в ситуациях, когда имплантаты традиционного диаметра могли бы увеличить клинический риск, например, в случаях минимальной толщины костной ткани или ограниченного межзубного пространства. Надежность узких имплантатов подтверждена.

ПРОЧНОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Внутреннее коническое соединение имеет уменьшенные размеры относительно стандартной платформы, но тем не менее отличается высокой точностью сопряжения имплантата с абатментом и достаточной прочностью конструкцией. Расстояние между имплантатом и абатментом в различных точках соединения колеблется от 0,001 до 0,004 мм. Это исключительно надежное соединение, позволяющее избежать распространения бактерий, которые могут вызвать воспалительный процесс в пространстве между абатментом и имплантатом. Кроме того, это соединение исключает микродвижения элементов конструкции.

СТАБИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОСТИ

Имплантат LIKO-M SLIM 3 mm, несмотря на небольшой размер, имеет в своей конструкции коническое соединение ортопедической платформы. Это позволяет предотвратить краевую резорбцию, добиться формирования стабильного контура окружающих мягких тканей и получать исключительный эстетический результат при использовании данного имплантата.

Имплантат LIKO-M SLIM 3 mm – выбор при восстановлении боковых резцов на верхней челюсти и резцов на нижней челюсти.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

Имплантат LIKO-M SLIM 3 mm - это изделие из титана Grade 4. Лабораторные испытания показали высокую степень устойчивости к поломке и повышенную стабильность имплантата при обработке поверхности "Bio-Active", благодаря которой происходит равномерное образование костной ткани по всей поверхности имплантата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНУС И ШЕСТИГРАННИК


МИКРОРЕЗЬБА ШЕЙКИ

ТРЕХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА

ДИЗАЙН, БЛИЗКИЙ К
ЕСТЕСТВЕННОЙ
АНАТОМИИ ФОРМЫ ЗУБА

САМОНАРЕЗАЮЩАЯ СИСТЕМА

АПИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЩАДЯЩЕЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ В КОСТЬ



СВОЙСТВА

- Быстрое и легкое введение благодаря трехзаходной резьбе.
- Способность к уплотнению костной ткани и высокая первичная стабильность.
- Идеально подходит для восстановления боковых резцов на верхней челюсти и резцов на нижней челюсти.
- Отлично подходит для всех видов костной ткани.



LIKO-M

SLIM 3 mm

L. (08) 3P-3008

L. (10) 3P-3010

L. (12) 3P-3012

L. (14) 3P-3014

ПОДГОТОВКА КОСТНОГО ЛОЖА ПОД ИМПЛАНТАТ



ТЕХНИКА ПРЕПАРИРОВАНИЯ КОСТИ

ПРОЦЕДУРА

ПРИ НАЛИЧИИ КОСТНОЙ ТКАНИ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ (D1-D2)



КОСТНЫЕ ЭКСПАНДЕРЫ


ПРОЦЕДУРА

ПРИ НАЛИЧИИ КОСТНОЙ ТКАНИ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ (D3-D4)

ХИРУРГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Формирователи упакованы в блистеры по одной штуке и предназначены для реабилитации мягких тканей вокруг имплантата таким образом, чтобы в дальнейшем можно было установить постоянный абатмент.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

СЛЕПОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ С ИМПЛАНТАТА ТЕХНИКОЙ «ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ»

Тщательно установите трансфер для оттиска в имплантате и убедитесь в его правильном введении перед тем, как затянуть направляющий винт усилием пальцев (Рис. 1).

Подготовьте индивидуальную оттискную ложку (например, из полимеризованной пластмассы) и заполните ее оттискным материалом. Снимите оттиск (Рис. 2).

После затвердения материала выкрутите направляющий винт и извлеките ложку. Далее установите и зафиксируйте лабораторный аналог имплантата в оттиске при помощи винта.



ТРАНСФЕР + ВИНТ
00600TR
ТОЛЬКО ВИНТ
00600TR/V



АНАЛОГ
00097AN/1



СЛЕПОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ С ИМПЛАНТАТА ТЕХНИКОЙ «ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ»

Тщательно установите трансфер для оттиска в имплантате и затяните винт при помощи фиксирующего ключа 1.27 (20 Нсм), после чего установите пластиковый колпачок на верхней части трансфера (Рис. 1).


Подготовьте стандартную оттискную ложку, наложите оттискной материал вокруг трансфера и заполните им ложку. Снимите оттиск (Рис. 2). Колпачок остается в оттиске. Выкрутите винт трансфера, выньте трансфер из имплантата. Далее соедините трансфер с лабораторным аналогом импланта и установите трансфер в колпачок, находящийся в оттиске.



INN-00507
Каждая упаковка
содержит 2 шт.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:
- пластиковый колпачок
- винт
- металлический трансфер
00355



АНАЛОГ
00097AN/1



ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

Ортопедические абатменты - это титановые компоненты, которые закрепляются на имплантате при помощи фиксирующих винтов, создавая таким образом надежное крепление

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Протез с цементной фиксацией.

ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

Прямые и угловые абатменты были разработаны для использования коронок и мостовидных протезов.


Предлагаются абатменты $\varnothing 4$ с тремя вариантами высоты шейки (Н.1, Н.2 и Н.3 мм), выбираемой в зависимости от толщины десны, что дает возможность создавать эстетичные протезы.



ЗАТЯГИВАНИЕ

Затягивание фиксирующего винта производится динамометрическим ключом-трещоткой и фиксирующим ключом 1,27.

Рекомендуемый момент затяжки при окончательной установке - 25 Нсм.




ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ $\varnothing 4$

Укомплектованы фиксирующим винтом




УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ $15^\circ \varnothing 4$

Укомплектованы фиксирующим винтом



УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ $25^\circ \varnothing 4$

Укомплектованы фиксирующим винтом




БЕЗЗОЛЬНЫЙ АБАТМЕНТ $\varnothing 4$

Укомплектован фиксирующим винтом



СИСТЕМА СФЕРИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ И ТИТАНОВЫЕ МАТРИЦЫ



Ø 1.8 ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ

Предлагаются ортопедические матрицы с ретенцией трех степеней (низкой, средней и высокой). Матрицы фиксируются на имплантатах либо при помощи использования специальных резиновых колец, либо при помощи пластиковых колпачков и металлических матриц.



Ø 1.8 ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ



ИНСТРУМЕНТЫ

